TOURTEAU DE SOJA PRESS

LES TOURTEAUX BIOLOGIQUES

Teneur en protéines maximisée grâce au procédéde pressionextrusion. Le **tourteau de soja press biologique** est idéal pour corriger les régi-mes déficitaires en protéines.

ANALYSE*

Humidité	9%	PDIE	225 g/Kg
Protéines Brutes	42/44%	UFL	1,17 UF/Kg
Matières Grasses	7%	UFV	1,16 UF/Kg
Cellulose	6%	EN Porc	10,1 MJ/Kg
PDIA	185 g/Kg	Lysine totale	27g/Kg
PDIN	325 g/Kg	Métionine	0,63 %

TRANSFORMATION: Nettoyage du grain, Broyage, Malaxage, Pressage, Extrusion à 140-150°C, Refroidissement.

UTILISATION

le tourteau de soja press est idéal pour corriger les rations des ruminants déficitaires en protéines. 1 à 2Kg /jour de tourteau de soja 44 peuvent être nécessaires. Mélanger à 35% avec 65% de céréales, il permet de reconstituer un aliment équilibré (type VL18).



49, Av. Général de Gaulle - 44500 La Baule Tél. 02 40 23 63 24 - Fax. 02 40 23 62 67 www.partnerandco.fr-www.bageno.de N°TVA: FR00494518897-N°AGRÉMENT PARTNER & CO: BUREAU VERITAS 2012-6605

